

# BÄRLY®

## Funktioneller Dusch- und Toilettenstuhl Funktioneller Toilettenaufsatz

BASICLINE



## Sicheres Sitzen für wichtige Geschäfte

Kinder sind mit Stolz erfüllt, wenn sie ihre Geschäfte selbst verrichten können. Der Dusch- und Toilettenstuhl sowie der Toilettenaufsatz BÄRLY aus der Serie BASICLINE ist ideal geeignet für Kinder mit eingeschränkter Körperkontrolle und motorischen Problemen aufgrund verschiedener körperlicher und/oder geistiger Behinderungen. BÄRLY ermöglicht bzw. erhöht die Selbstständigkeit bei der Dusch- und Toilettenbenutzung und der damit verbundenen körperhygienischen Maßnahmen, insbesondere indem er beeinträchtigte oder fehlende Funktionen des Bewegungs- oder Halteapparates kompensiert. Der Gang aufs Töpfchen wird erleichtert und orthopädisch richtiges Sitzen wird unterstützt.

### Optimale Positionierung durch variable Einstellmöglichkeiten

Bei der Entwicklung des BÄRLY wurde das Ziel verfolgt, hohe Funktionalität mit einer attraktiven Form zu kombinieren. Zur optimalen Anpassung des BÄRLY an die Größe seines Benutzers ist der BÄRLY in drei Größen lieferbar. Die Sitzfläche, das Rumpfteil und die Kopfstütze sind aus PUR-Schaum hergestellt, der leicht und hygienisch zu reinigen ist. Zur optimalen Abstützung des Rumpfes und des Beckens sind die Abstützungen anatomisch geformt. Der integrierte Abduktionskeil gewährleistet eine optimale Beinstellung des Kindes während des Toilettengangs und dient gleichzeitig als Spritzschutz. Ergänzend wird das gute Sitzen durch ein höhenverstellbares Rumpfteil und eine individuell anpassbare Fußbank sowie eine Kopfstütze mit Nei-

gungswinkelverstellung unterstützt. Mittelteil und Fußbank gewährleisten eine Anpassung an das Wachstum und die Anatomie des Kindes.

### Langlebigkeit durch hochwertige Materialien

BÄRLY hat eine robuste und unempfindliche Bärennatur. Das Untergestell besteht aus einem Rohrrahmen aus Edelstahl mit vier Standfüßen bzw. bremsbaren Lenkrollen. Die Sitzfläche mit Toilettenöffnung und integriertem Abduktionskeil besteht aus PUR, einem Halbhart-Integralschaumstoff ohne Treibmittel mit optimalen mechanischen und hygienischen Eigenschaften, so dass auch längeres Sitzen komfortabel möglich ist. BÄRLY kann entweder zusammen mit dem Toilettentopf benutzt oder direkt über die Toilette gefahren werden (alle handelsüblichen Toiletten wurden berücksichtigt). Der Toilettenaufsatz wird mittels einer speziellen Halterung direkt auf dem Toilettenbecken montiert. Die rostfreie Edelstahlkonstruktion ermöglicht auch die direkte, uneingeschränkte Benutzung des Dusch-Toilettenstuhls in der Dusche. Serienmäßig ist das in drei Größen erhältliche fahrbare (über bremsbare Transportrollen) Grundmodell BÄRLY mit Fußbank mit Fußriemen mit Ristpolster, Kopfstütze und Brustgurt mit Umlenkrolle ausgestattet.

Wir empfehlen Ihnen, die passende Hilfsmittelversorgung für Ihr Kind gemeinsam mit dem Facharzt, Therapeuten und Sanitätsfachhändler Ihres Vertrauens auszuwählen.

## Medizinische Anforderungen

### Dusch- und Toilettenhilfen kommen in Betracht für:

- Versicherte/Patienten mit fehlender Rumpfkontrolle und/ oder Gleichgewichtsstörungen, erheblichen Funktionsausfällen an den unteren Extremitäten oder Deformitäten der Hüfte und/oder Wirbelsäule
- Kinder mit Tetraplegie, cerebralen Bewegungsstörungen
- Versicherte/Patienten mit Defiziten der Arm- und Handfunktionen oder mit erheblichen Störungen der Greiffunktion

BÄRLY kann für alle körperlich und/oder geistig behinderte Kinder bzw. Kleinwüchsige eingesetzt werden, die aufgrund fehlender Sitzkontrolle weder herkömmliche Kindertoilettensitze noch WC-Becken benutzen können.

## Ausstattung/Technische Daten\*

BÄRLY Dusch- und Toilettenstuhl	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Sitztiefe	24-26 cm	28-30 cm	31-33 cm
Sitzbreite	23 cm	26 cm	29 cm
Rumpfführung (Oberkante)	16-28 cm	16-28 cm	16-28 cm
Kopfstütze (Oberkante)	40-70 cm	40-70 cm	40-70 cm
Gesamthöhe	126 cm	126 cm	126 cm
Gesamtbreite	53 cm	53 cm	53 cm
Gesamtlänge mit Fußbank	80 cm	80 cm	80 cm
Unterschenkellänge	ab 10 cm	ab 15 cm	ab 20 cm
Fußbank-Verstellweg (gesamt)	24 cm	24 cm	24 cm
Gesamtgewicht ohne Patient	ca. 13 kg	ca. 13 kg	ca. 13 kg

BÄRLY Toilettenaufsatz	Größe 1	Größe 2	Größe 3
Sitztiefe	24-26 cm	28-30 cm	31-33 cm
Sitzbreite	23 cm	26 cm	29 cm
Rumpfführung (Oberkante)	16-28 cm	16-28 cm	16-28 cm
Kopfstütze (Oberkante)	40-70 cm	40-70 cm	40-70 cm
Gesamtbreite	40 cm	40 cm	40 cm
Gesamtlänge mit Fußbank	58 cm	58 cm	58 cm
Unterschenkellänge	ab 10 cm	ab 15 cm	ab 20 cm
Fußbank-Verstellweg (gesamt)	14 cm	14 cm	14 cm
Gesamtgewicht ohne Patient	ca. 10 kg	ca. 10 kg	ca. 10 kg

Die max. Belastung für den Dusch- und Toilettenstuhl/Toilettenaufsatz BÄRLY beträgt 30 kg, die max. zulässige Körpergröße 125 cm.

\* Änderungen vorbehalten

### Ausstattungsmöglichkeiten

Die Grundausstattung des BÄRLY Gr. 1-3 ist bereits sehr umfangreich:

- Seitenrahmen aus stabilem rostfreiem Edelstahlrohr
- pulverbeschichtet in RAL 9016 weiß
- mit bremsbaren Transportrollen
- PUR-Teile (Kopf, Rumpf, Sitz, Fußbank) in RAL 5017 blau
- Fußbank mit Fußriemen mit Ristpolster,
- Kopfstütze aus PUR in blau, kindgerecht gestaltet,
- Toilettentopf mit Halterung,
- Brustgurt mit Umlenkrolle

Es gibt darüber hinaus noch weiteres Sonderzubehör z. B.:

- Brustgurt, klettbar
- Beckengurt, klettbar
- Beckengurt mit Umlenkrolle
- Fixierungshilfen aus Neopren

Ihr persönlicher Fachberater vor Ort unterstützt Sie bei der Konzeption einer individuellen Lösung unter Berücksichtigung der persönlichen Bedürfnisse. Wir von interCo gewähren Ihnen Ersatzteilbeschaffung oder Neuanpassung über Jahre.

Diese Broschüre wurde Ihnen überreicht durch:

Ihr kompetenter Partner vor Ort



zertifiziert nach

**DIN EN ISO 9001:2008**

Reg.-Nr. 73 100 357-1



**DIN EN ISO 13485:2007**

Reg.-Nr. 70 105 357-1

TÜV Hessen



**Gesellschaft für Planung und Vertrieb  
von Rehabilitationshilfen mbH**

Im Auel 50 · 53783 Eitorf · Germany

Tel.: +49 2243 8807-0

Fax: +49 2243 8807-29

E-Mail: [info@interco-reha.de](mailto:info@interco-reha.de)

[www.interco-reha.de](http://www.interco-reha.de)